

Engineering the extraordinary

## 医疗器械召回事件报告表

提交: ■企业所在地省级食品药品监督管理部门

■器械注册/备案部门

	<del>*************************************</del>		
产品名称	手术导航系统/脑	注册证或备	国械注进
	外科手术导航系统	案凭证编码	20163012291/20173546129
生产企业名称	Medtronic Inc.		
代理人名称	美敦力(上海)管理有限公司		
召回单位负责人和联系	负责人: 吴懿 021-20325954		
方式, 经办人和联系方			
式	经办人: 王文韬 021-38986023		
	适用于颅侧神经外科手术、脊柱手术、耳鼻喉手术、矫形外科手术过		
产品的适用范围	程中的解剖结构定位。/用于脑外科开放式或经皮手术过程中对解剖结		
	构进行光学或电磁定位。		
涉及地区和国家	全球	召回级别	一级召回
涉及产品生产(或进口 中国)批次、数量	502 (主机进口)	涉及产品 型号、规格	S7/Fusion/I7(Cranial)
识别信息 (软件版本号)	2.2.8	涉及产品在 中国的销售 数量	177(主机数量)
	Medtronic 发现在颅脑活检手术的导航期间 StealthStation™系统		
召回原因简述	Cranial 软件活检深度辅助导引进度条显示存在异常。当出现该异常		
	时, 软件会进入一种状态, 即活检深度辅助导引进度条不再与屏幕上		
	显示的导航信息同步。这会导致活检针的位置显示不精确。		
	第一阶段 1.对受影响单位发放《医疗器械主动召回通知函》,告知本次		
纠正行动简述(包括召	召回事件背景,及相关建议;要求受影响单位签署《确认函》,并回收		
回要求和处理方式等)	2.对受影响的设备进行警示卡的悬挂		
	第一队的 1 担从此以	本始此 洪仁人	1-47-2-22-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2
The state of the s	7月以1.灰饼制版	. 平私门, 近行力	十级; 2.移除警示卡片

报告单位:《篇章》

负责人: 吴懿

报告日期: 2021年12月31日